

	RAPPORT DE VALIDATION ANALYTIQUE DE LA METHODE D'IDENTIFICATION ET DE DOSAGE MOYEN ET DE L'UNIFORMITÉ DES PRÉPARATIONS UNIDOSES DU	Code :E0004/3.12.0002/LD Version : 03 Page : 1 sur 13
	Produit : comprimé pelliculé à 50 mg	
	Document Réf : Version : 02	

RESPONSABILITES & SIGNATURES

Préparé par	Structure	Date	Signature
	Laboratoire de contrôle qualité-2		

Vérifié par	Structure	Date	Signature
CHEBOUT Roumaissa	Laboratoire de contrôle qualité-2		
NAKIB Salma	Laboratoire de contrôle qualité-2		
	Assurance qualité		

Approuvé par	Structure	Date	Signature
	Direction technique		

Date effective :	
-------------------------	--

	RAPPORT DE VALIDATION ANALYTIQUE DE LA METHODE D'IDENTIFICATION ET DE DOSAGE MOYEN ET DE L'UNIFORMITÉ DES PRÉPARATIONS	Code : E0004/3.12.0002/LD Version : 03 Page : 2 sur 13
	Produit : comprimé pelliculé à 50 mg	
	Document Réf : Version : 02	

Sommaire

1. Introduction	3
2. Objectif	3
3. Domaine d'application	3
4. Responsabilité	4
5. Définitions-mots clés	4
6. Méthode, matériel et équipement	5
6.1. Description de la methode	5
6.2. Matériels et instruments	5
6.2.1. Équipements utilisés	5
6.2.2. Working standard.	5
7. Méthodologie de la validation	5
<u>7.1. Préparation des solutions</u>	5
<u>7.2. Paramètres validés, résultats et critères d'acceptation</u>	9
<u>8. Interprétation des résultats</u>	12
<u>9. Abréviations</u>	12
10. Conclusion	13
11. Liste des enregistrements	
13	

	RAPPORT DE VALIDATION ANALYTIQUE DE LA METHODE D'IDENTIFICATION ET DE DOSAGE MOYEN ET DE L'UNIFORMITÉ DES PRÉPARATIONS	Code : E0004/3.12.0002/LD Version : 03
	Produit : comprimé pelliculé à 50 mg	Page : 3 sur 13
	Document Réf : Version : 02	

1. Introduction :

Ce rapport présente la documentation et la méthodologie mises en œuvre durant l'étude de la validation analytique de la méthode d'identification, du dosage moyen et de l'uniformité des de titre ou de teneur en eau n'a donc été nécessaire.

2. Méthodologie de la validation :

7.1. Préparation des solutions :

Pour la préparation de la phase mobile et du diluant : Voir enregistrement 01.

Solution placebo: Dans une fiole de 50,0 ml, peser 155,0 mg du placebo, ajouter environ 30 ml de diluant et mettre la solution dans un bain à ultrason pendant 10 min et agiter de temps en temps puis agiter en utilisant un agitateur magnétique pendant 10 min et compléter au trait de jauge avec le diluant agiter et filtrer avec filtre seringue 0,45µm PVDF ou équivalent en éliminant les premiers millilitres.

Dans une fiole jaugée de 50,0 ml, prélever 1,0 ml de la solution placebo stock et compléter au trait de jauge avec le diluant.

Solution standard: Dans une fiole jaugée de 25,0 ml, peser 25,0 mg de PA, ajouter environ 10 ml de diluant et mettre dans un bain à ultrasons pendant 15 min, laisser refroidir à température ambiante puis compléter au trait de jauge avec le même solvant. Agiter.

Dans une fiole jaugée de 50,0 ml, prélever 1,0 ml de la solution précédente et compléter au trait de jauge avec le diluant.

Solution placebo chargé à 100% : Dans une fiole jaugée de 50,0 ml, introduire 155 mg de placebo et 50,0 mg de PA, ajouter 30 ml du diluant, mettre la solution dans un bain à l'ultrason pendant 10 min et agiter temps en temps puis agiter en utilisant un agitateur magnétique pendant 10 min et compléter au trait de jauge avec le diluant agiter et filtrer avec filtre seringue 0,45µm PVDF ou équivalent en éliminant les premiers millilitres.

Dans une fiole jaugée de 50,0 ml, prélever 1,0 ml de la solution précédente et compléter au trait de jauge avec le diluant.

▪ Gamme de linéarité sur le principe actif :

	RAPPORT DE VALIDATION ANALYTIQUE DE LA METHODE D'IDENTIFICATION ET DE DOSAGE MOYEN ET DE L'UNIFORMITÉ DES PRÉPARATIONS	Code : E0004/3.12.0002/LD Version : 03
	Produit : comprimé pelliculé à 50 mg	Page : 4 sur 13
	Document Réf : Version : 02	

Dans une fiole jaugée de 50,0 ml, introduire une prise d'essai de PA selon le niveau de la linéarité de 70% à 130% (voir tableau 04) puis mettre dans un bain à ultrasons pendant 15 min. Laisser refroidir à température ambiante et compléter au trait de jauge avec le même solvant, agiter.

Dans une fiole jaugée de 50,0 ml, prélever 1,0 ml de cette solution et compléter au trait de jauge avec le diluant.

Tableau 04 : Linéarité sur principe actif

Niveau de linéarité	Prise d'essai e (mg)	Concentration théoriques de en (mg/ml)
70 %	35,0	[0,014]
90 %	45,0	[0,018]
100 %	50,0	[0,02]
110 %	55,0	[0,022]
130 %	65,0	[0,026]

▪ **Gamme de linéarité, exactitude et robustesse sur le placebo chargé :**

Dans une fiole jaugée de 50,0 ml , introduire 155,0 mg de placebo et une prise d'essai de PA selon le niveau de la linéarité de 70% à 130% (voir tableau 05), ajouter 30 ml du diluant, mettre la solution dans un bain à l'ultrason pendant 10 min et agiter temps en temps puis agiter en utilisant un agitateur magnétique pendant 10 min et compléter au trait de jauge avec le diluant agiter et filtrer avec filtre seringue 0,45µm PVDF ou équivalent en éliminant les premiers millilitres.

Dans une fiole jaugée de 50,0 ml, prélever 1,0 ml de cette solution et compléter au trait de jauge avec le diluant.

Tableau 05 : Linéarité sur placebo chargé

Niveau de linéarité	Prise d'essai (mg)	Concentration théoriques de en (mg/ml)
70 %	35,0	[0,014]
90 %	45,0	[0,018]
100 %	50,0	[0,02]
110 %	55,0	[0,022]
130 %	65,0	[0,026]

	RAPPORT DE VALIDATION ANALYTIQUE DE LA METHODE D'IDENTIFICATION ET DE DOSAGE MOYEN ET DE L'UNIFORMITÉ DES PRÉPARATIONS	Code : E0004/3.12.0002/LD
	Produit : comprimé pelliculé à 50 mg	Version : 03
	Document Réf : Version : 02	Page : 5 sur 13

7.2.Paramètres validés, résultats et critères d'acceptation :

Tableau 06 : Paramètres validée, résultats et critères d'acceptation :

N°	Paramètre de validation	Résultats			Critère d'acceptation
2	Conformité du système RSD%	0,4%			-Le % RSD des aires du pic de obtenu pour les 06 injections de la solution standard doit être $\leq 2,0 \%$
	Nombre de plateaux	5850			- Le nombre de plateaux théoriques du pic de obtenu dans la solution standard doit être ≥ 2000 .
	Facteur de symétrie	1,2			- Le facteur de symétrie du pic de obtenu dans la solution standard doit être compris entre 0,8 et 2,0.
4	Linéarité et intervalle de mesure		PA	PC	- Le coefficient de corrélation R doit être $\geq 0,99$. - Le biais moyen doit être compris entre 95,0 % et 105,0 %.
		R	1,0	1,0	
		Biais moyen	100,0%	99,3%	
5	Fidélité				
5.1.	Répétabilité	0,8%			- Le %RSD des facteurs de recouvrement pour les 06 préparations de la solution placebo chargé à 100% doit être $\leq 2,0 \%$.
5.2.	Fidélité intermédiaire				- Différence absolue entre les moyennes des facteurs de recouvrement doit être $\leq 2,0\%$ - %RSD total doit être $\leq 2,0\%$ - La moyenne $\pm$ Intervalle de confiance Série 1 doit être 98,0% -102,0% - La moyenne $\pm$ Intervalle de confiance Série 2 doit être 98,0% -102,0%
	- Différence absolue :	0,1			
	-%RSD total :	0,7%			
	- La moyenne $\pm$ Intervalle de confiance Série 1 :	100,2%			
	- La moyenne $\pm$ Intervalle de confiance Série 2 :	100,1%			

		RAPPORT DE VALIDATION ANALYTIQUE DE LA METHODE D'IDENTIFICATION ET DE DOSAGE MOYEN ET DE L'UNIFORMITÉ DES PRÉPARATIONS		Code : E0004/3.12.0002/LD
		Produit : comprimé pelliculé à 50 mg		Version : 03
		Document Réf : Version : 02		Page : 6 sur 13
6	Exactitude RSD%	0,7%	- Le % RSD des % de recouvrement de l'exactitude doit être $\leq 2,0\%$	
	La moyenne des % de recouvrement	100,3%	- La moyenne des % de recouvrement doit être comprise entre 98,0% et 102,0%	

	RAPPORT DE VALIDATION ANALYTIQUE DE LA METHODE D'IDENTIFICATION ET DE DOSAGE MOYEN ET DE L'UNIFORMITÉ DES PRÉPARATIONS	Code : E0004/3.12.0002/LD Version : 03 Page : 7 sur 13
	Produit : comprimé pelliculé à 50 mg	
	Document Réf : Version : 02	

